

動物疾病診斷中心-自體免疫學檢驗血清採樣、送檢及運送注意事項詳細說明：

### 若只做 ANA 的話

只需寄血清或血漿(將抗凝全血離心後取上層)即可  
以避免血液因久放 或冷藏不完全而產生溶血問題  
以冷凍或冷藏寄送即可  
並建議使用微量離心管盛裝 使用封口膜(parafilm paraffin film)  
再使用小型封口袋 or 藥袋裝好 去除空氣  
可避免運送過程產生打翻  
冷凍運送可多放置冰寶於寄送紙盒內  
以保障檢體溫度  
(血量 0.5 ml 即可)

### 若額外有 Coombs 需求

建議連同上述 ANA 血清/血漿管一併寄送  
並建議多附贈一管“紫頭管抗凝全血”  
(至少以一管“紫頭管” 或微量離心管抗凝全血  
且必須使用封口膜(parafilm)

再使用小型封口袋 or 藥袋裝好 去除空氣  
但抗凝全血不可冷凍寄送以防破壞細胞  
請冷藏運送(不可放冰寶!!)

黑貓 新竹貨運送貨時間約在早上 9 點 30 分至 10 點 30 分  
建議貨到時間填寫”上午 12 點前到貨  
避免貨物隔夜

### 若檢體為臨櫃掛號

建議為當日 **下午兩點以前**掛號

**急件亦請在下午三點以前**掛號

盡量 **避免下午 4 點過後**掛號，檢體會隔夜才能處理