國立中興大學獸醫學院動物疾病診斷中心

血清抗體檢測檢體檢送須知

- 1. 請填妥牧場基本資料表及相關免疫資料。
- 2. 若欲瞭解 LPC 免疫適期,請採取 LPC 免疫前,即 <u>3 或 6 週齡</u>豬隻血清送檢。欲評估免疫後抗體是否正常被激發則採取 LPC 免疫後六週,即 <u>12 週齡以上</u>之血清送檢。每一年齡層之血清樣品以 10-15 個檢體為宜。

(備註:LPC疫苗免疫後六週血清抗體方能充分反應血清轉陽情形)

- 3. 掛號:於動物疾病診斷中心掛號(102 室)遞送檢體。非急件**最多 10 個工作天**寄 出檢驗結果。
- 4. 郵政掛號:血清可利用快捷或宅急便(包裹良好加冰寶)郵寄至「402台中市國光路 250號 國立中興大學 獸醫學院 動物疾病診斷中心 收」。
- 5. 豬瘟血清 ELISA 抗體檢驗費用,請以支票抬頭「國立中興大學」連同血清樣品一同 寄至本中心處理。郵寄檢體請電知相關人員。
- 6. 其他種類血清檢體檢測(PR gE antibody, PRRS, SIV 等)視牧場目標之需求,採血對象略有不同,送撿(採血)前先與診斷中心聯繫,以免採錯檢體不便分析。
- 7. 聯絡電話:

診斷中心洽詢專線 04-22840895; 04-22840894 or 04-22840835

血清學檢驗室 分機 503, 賈老師

掛號室分機 122 許小姐;或轉 112 楊小姐

8.請填寫牧場基本資料以便樣品分析

畜主姓名:			序號:HCAb			
場址:			聯絡電話:			
			傳真電話:			
			E.mail:			
飼養頭數	母豬:	_頭; 2	☆豬:	頭; 肉豬	:	頭
豬瘟免疫計劃	母豬:					
	肉豬:					
豬瘟疫苗廠牌		公言	同 (□兔化	亡疫苗 □≤	且織疫苗)	
血清檢體	週齢	支、	週齢	支、	週齢	支
*請填寫檢測項目之免疫資料。			採血日	期:4	月	_日